

SINTEX

Suport fixare braț

Ref. SRT 217

Indicații

Se utilizează pentru susținerea brațului și antebrățului.

Descriere

Orteză realizată din material textil, formată dintr-o singură componentă care susține brațul, prevăzută cu:


- 2 benzi de susținere reglabile
- bandă de susținere a policelui

Închiderea se face cu scai.


Orteza este un suport eficient pentru braț și antebrăț. Datorită celor 2 benzi de susținere nu permite abducția brațului și rotația externă.

Compoziție

Materialul textil rigid, compus din poliester 100%, este o plasă spațializată tip 3D, asemănătoare fagurelui de albine, permițând o permeabilitate a aerului foarte mare în ambele sensuri.



transfer de aer



disponibil și
în varianta junior



Detalii produs



- orteză prevăzută cu benzi de susținere reglabile
- bandă de susținere a policelui



- plasă spațializată 3D



- Culoare disponibilă:
negru

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4
Lungimea antebrățului (cm)	22-28	28-32	32-36	36-40
Referință	SRT217M1	SRT217M2	SRT217M3	SRT217M4

Se măsoară lungimea antebrățului

